

4226 Base de Medio CromoCen® SC Medium Base

Base de Medio CromoCen SC



Base destinada a la preparación del medio cromogénico para la detección, aislamiento y diferenciación de *Salmonella* (excepto *S. typhi*) y coliformes totales de otras bacterias Gram-negativas.

CromoCen SC Medium Base

A base designed for the preparation of the chromogenic medium for detection, isolation and differentiation of *Salmonella* (other than *S. typhi*) and total coliforms from other Gram-negative bacteria.

4226.A 100 g

4226.B 500 g

4226.C A granel / Bulk

Características Técnicas del Producto

Technical Characteristics of the Product

Microorganismos <i>Microorganisms</i>	Características de las colonias aisladas <i>Characteristics of isolated colonies</i>	Inoculación por el método de inundación de la superficie <i>Inoculation by Spread-plate method</i>	Inoculación por el método de estriado de placas <i>Inoculation by Streak-plate method</i>
<i>Salmonella</i> (excepto <i>S. Typhi</i>)	Centro rojo, bordes más claros <i>Red center, more clear but still red borders</i>		
Coliformes (excepto <i>Klebsiella</i> y <i>Citrobacter</i>) <i>Coliforms (except Klebsiella and Citrobacter)</i>	Azul verdoso <i>Blue greenish</i>		
<i>Klebsiella</i> y <i>Citrobacter</i>	Violeta <i>Violet</i>		
Bacterias Gram-positivas <i>Gram-positive bacteria</i>	Inhibidas <i>Inhibited</i>	—	—

Fuente: <http://www.biocen.cu/producto/indicemc/descrom.htm#sc>