Instrucciones sobre cómo traducir Epi Info™ al español

- Vaya a la carpeta "C\Epi_Info\TransEXE\".
- Guarde el archivo **Spanish.exe** (C:\ Epi_Info\ TransEXE\Spanish.exe).
- Vaya a la carpeta "C:\Epi_Info\".
- Cree un directorio llamado "**Spanish**": C:\Epi_Info\Spanish.
- Active Epi Info^{™.}
- En el menú principal Epi Info[™], seleccione **Settings ->Manage Translations.**
- Seleccione **Spanish** de la lista de idiomas.
- Haga clic en el botón Install para instalar el idioma.

🗱 TSETUP	x		
Epi Info can run in any language for which a database is available. This program (TSETUP) installs language databases and translated HELP files (manuals). Please select one or more languages (by holding down the control key or shift key) to install from the following list.			
Francais Install Language			
Spanish Install the selected languages.			
Create Language Folder			
<u>Create</u> Build a language folder with an initial language.mdb.			
Merge Translation Language			
<u>M</u> erge Merge translation phrases to a new language.mdb			
Create Language Executable			
Exit Compress Compress a completed language.mdb into a self-extractor .exe file.			
Epi Info provides a Spanish translation file SPANISH.EXE, that is supplied by volunteer translators and is available for downloading. Load this file in the TransEXE subfolder, as it is identified as a language translation package file displayed in the box above.			
Compress (SFX) is a replacement of the ARJ compression program. It requires an .exe file name and a folder path only. All files and subfolders will be compressed into a single .exe file. For language installation, include sfx.ini with the .exe file and move the .exe file to the TransEXE folder.			

• En el menú principal Epi Info[™], seleccione **Settings -> Choose Language**. Se abre el cuadro de diálogo **Select a Language**.

- Seleccione el nuevo idioma, Spanish.
- Haga clic en el botón **OK**.

🔠 Select a Language	×	
The list includes only langu English	lages that have been installed.	
Francais	Help	
	ОК	
Use Regional Options to set the Default language when using a non-Western/European language. See Help for more information.		

• Usted está listo para usar el programa en español.

Nota:

Si se utiliza Epi Info[™] en Inglés, todas las palabras y frases permanecerán en Inglés, incluyendo todos los mensajes de error.

Si se utiliza Epi Info[™] en Español, la mayoría, no todas, de las frases que provienen de Epi Info[™] se traducirán.