

NEURONIC EEG

Es un sistema para entrar en el mundo de la electroencefalografía digital de una manera fácil y segura.

Registro del EEG

- Registro continuo a diferentes velocidades con montajes monopolares, bipolares o referencia promedio.
- Adecuación de la sensibilidad para cada canal o para todos a la vez.
- Inserción de los cambios del estado funcional del paciente, de marcas y comentarios.
- Diseño de múltiples protocolos de trabajo de acuerdo a las características del paciente en estudio.
- Definición de diferentes programas de estimulación luminosa.
- Sincronización con video digital.

Edición del EEG

- Avance y retroceso página a página o de forma continua.
- Revisión del trazado a diferentes velocidades con montajes monopolares, bipolares, referencia promedio u operador laplaciano.
- Detección automática de eventos paroxísticos en el EEG
- Medición de la frecuencia y amplitud de elementos interesantes del trazado mediante cursores.
- Posibilidad de localización inmediata de un estado, marca o comentario que se desea evaluar.
- Revisión del trazado sincronizado con video a diferentes velocidades y factor de amplificación de la imagen.

Esta aplicación ha sido creada para los Equipos Médicos Neuronic E8.5 y Neuronic E7.5.

Fuente: <http://www.neuronicsa.com/modulos/producto/NeuronicEEG.htm>